


SAFE food

MIKOTOXINOK
ELEMZÉSE
EGYSZERŰEN



Gyűjtse be a gabona mintát



Öröljön meg
legalább 4 kg
mintát!



Toxinok
kinyerése
20 gramm
homogenizált
őrölt anyagból

100 (mikroliter)
tisztá kivonat
pipettával a
tesztcsíkra



A tesztcsík
behelyezése
az ALFA
mérőműszerbe

Eredmény 5 percen belül



Ugyanazon gabonamintán akár hat mikotoxin vizsgálata.

Aflatoxin (1 ppb pontosság)
DON (100 ppb pontosság)
Fumonizin (100 ppb pontosság)
Zearalenon (35 ppb pontosság)
T2-HT2 toxinok (10 ppb pontosság)
Ochratoxin A (2 ppb pontosság)

Miért érdemes az ALFA mérőműszert választani?

- Nincs szükség időzítőkre és minimalizálja a kezelő által okozható hibákat
- Használatra kész extrakciós pufferek
- Tesztcsíkok automatikus azonosítása
- Alacsony mérésenkénti költség
- Intelligens szoftverrel nyomon követhető adatjelentés és megosztás

